

Medonic Kontrollblatt für die interne Qualitätskontrolle

Boule Con-Diff Normal LOT: 22210-12, Verfall 02.03.2023


Haltbarkeit nach Öffnen 14 Tage

WBC	Mittelwert	8.7
	Standardabw. +/-	0.6
	Sollbereich	8.1 bis 9.3

Einheit **10⁹ / L**

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
8.1	8.3	8.5	8.7	8.9	9.1	9.3

Datum	Messwert




HGB	Mittelwert	12.7
	Standardabw. +/-	0.4
	Sollbereich	12.3 bis 13.1

Einheit **g/dL**

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
12.3	12.4	12.5	12.7	12.9	13.0	13.1

Datum	Messwert



- OT = Open Tube (Offenes Röhrchen)
- MPA = Mikropipettenadapter
- CAP = Cap Piercer (falls vorhanden)

OT	MPA	CAP

Visum