

Medonic Kontrollblatt für die interne Qualitätskontrolle

Boule Con-Diff Normal LOT: 22301-12, Verfall 06.06.2023

Haltbarkeit nach Öffnen 14 Tage

RBC	Mittelwert	4.13
	Standardabw. +/-	0.18
	Sollbereich	3.95 bis 4.31

Einheit 10¹² / L

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
3.95	4.01	4.07	4.13	4.19	4.25	4.31

Datum	Messwert

HCT	Mittelwert	34.4
	Standardabw. +/-	3.0
	Sollbereich	31.4 bis 37.4

Einheit %

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
31.4	32.4	33.4	34.4	35.4	36.4	37.4

Datum	Messwert

PLT	Mittelwert	233
	Standardabw. +/-	30
	Sollbereich	203 bis 263

Einheit 10⁹ / L

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
203	213	223	233	243	253	263

Datum	Messwert

Medonic Kontrollblatt für die interne Qualitätskontrolle

Boule Con-Diff Normal LOT: 22301-12, Verfall 06.06.2023

Haltbarkeit nach Öffnen 14 Tage


WBC

Mittelwert	8.4
Standardabw. +/-	0.6
Sollbereich	7.8 bis 9.0

Einheit $10^9 / L$

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
7.8	8.0	8.2	8.4	8.6	8.8	9.0

Datum	Messwert




HGB

Mittelwert	12.3
Standardabw. +/-	0.4
Sollbereich	11.9 bis 12.7

Einheit g/dL

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
11.9	12.0	12.2	12.3	12.4	12.6	12.7

Datum	Messwert



- OT** = Open Tube (Offenes Röhrchen)
- MPA** = Mikropipettenadapter
- CAP** = Cap Piercer (falls vorhanden)

OT	MPA	CAP

Visum